

**INFORMACIÓN DE ENVIO DE MATERIAL A ANATOMÍA PATOLÓGICA AREA III SERVICIO MURCIANO DE SALUD: REQUISITOS, CONDICIONES DE TRANSPORTE, PLAZOS DE RESPUESTA, CRITERIOS DE RECHAZO Y OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.**

Centro / Servicio	Sº Anatomía Patológica
Sección	Patología Quirúrgica
Servicio o Prestación	<b>Biopsia Diagnóstica</b>
Plazo de respuesta	7 días laborables, salvo que requiera técnicas especiales En biopsias endoscópicas de cancer de colon y biopsias BAG de cancer de mama el plazo será de 3 días.
Nota al plazo de respuesta	Si Urgente/Preferente y recepción antes de las 13h el plazo será de 3 días (BAG de mama y biopsias endoscópicas de colon con sospecha de malignidad)
Resultados	Informe diagnóstico
Requisitos	Correcta identificación de los datos del paciente (nombre completo, número de historia clínica, DNI y CARM) en el volante y los botes. Referencia de los botes obtenidos y en el volante del lugar anatómico y/o muestra que incluyen. Adjuntar datos de la historia clínica relevantes (descripción de la lesión y tiempo de evolución...), localización y sospecha clínica.
Condiciones de transporte	A temperatura ambiente, en envases de tamaño adecuado, bien cerrados, limpios e identificados con la etiqueta pegada en el contenedor, no en la tapa
Consideraciones especiales de muestras	En general, en formol tamponado al 10% en una proporción 1/20 de volumen de la pieza/volumen de formol. Consultar con el Servicio de Anatomía Patológica los casos especiales
Tiempo de envío de la muestra	En el tiempo menor dentro de la organización de entrega de cada Servicio, Consulta o Centro
Criterios de rechazo	Incorrecta/ Incompleta identificación de paciente, muestra o solicitud. Falta de datos clínicos necesarios. Material inadecuado para estudio histológico. Incorrecta referenciación de las muestra aportadas.

Centro / Servicio	Sº Anatomía Patológica
Sección	Patología Quirúrgica
Servicio o Prestación	<b>Biopsia Intraoperatoria y OSNA</b>
Plazo de respuesta	Inmediato, con un tiempo máximo de 30 minutos
Resultados	Verbal por teléfono con Quirófano. Informe diagnóstico por escrito posterior
Requisitos	<p>Correcta identificación de los datos del paciente (nombre completo, número de historia clínica, DNI y CARM) en el volante y los botes.</p> <p>Petición electrónica o en papel</p> <p>Referencia de los botes obtenidos y en el volante del lugar anatómico y/o muestra que incluyen.</p> <p>Adjuntar datos de la historia clínica relevantes (descripción de la lesión y tiempo de evolución...), localización y sospecha clínica.</p>
Condiciones de transporte	En fresco, sin fijación.
Consideraciones especiales de muestras	No
Tiempo de envío de la muestra	Inmediato
Criterios de rechazo	<p>Incorrecta/ Incompleta identificación de paciente, muestra o solicitud.</p> <p>Falta de datos clínicos necesarios.</p> <p>Material inadecuado para estudio en congelación.</p> <p>Incorrecta referenciación de las muestra aportadas.</p> <p>El estudio intraoperatorio no modifica la actuación quirúrgica</p>

Centro / Servicio	S° Anatomía Patológica
Sección	Patología Quirúrgica
Servicio o Prestación	<b>Piezas Quirúrgicas</b>
Plazo de respuesta	10 días laborables, salvo que requiera técnicas especiales o consultas a otros centros
Nota al plazo de respuesta	No
Resultados	Informe diagnóstico
Requisitos	<p>Correcta identificación de los datos del paciente (nombre completo, número de historia clínica, DNI y CARM) en el volante y los botes.</p> <p>Referencia de los botes obtenidos y en el volante del lugar anatómico y/o muestra que incluyen.</p> <p>Adjuntar datos de la historia clínica relevantes (descripción de la lesión y tiempo de evolución...), localización y sospecha clínica.</p>
Condiciones de transporte	En envases de tamaño adecuado, bien cerrados, limpios e identificados con la etiqueta pegada en el contenedor, no en la tapa.
Consideraciones especiales de muestras	En general, en formol tamponado al 10% en una proporción 1/20 de volumen de la pieza/volumen de formol. Consultar con el Servicio de Anatomía Patológica los casos especiales
Tiempo de envío de la muestra	A la mayor brevedad posible
Criterios de rechazo	<p>Incorrecta/ Incompleta identificación de paciente, muestra o solicitud.</p> <p>Falta de datos clínicos necesarios.</p> <p>Material inadecuado para estudio histológico.</p> <p>Incorrecta referenciación de las muestra aportadas.</p>

Centro / Servicio	Servicio de Anatomía Patológica
Sección	Patología Quirúrgica-Citopatología
Servicio o Prestación	<b>Inmuno Diagnóstica - Biomarcadores</b>
Plazo de respuesta	3 días laborables
Nota al plazo de respuesta	No
Resultados	Informe diagnóstico
Requisitos	<p>Correcta identificación de los datos del paciente (nombre completo, número de historia clínica, DNI y CARM) en la petición electrónica y en el material recibido.</p> <p>Referencia del material obtenido y en la petición del lugar anatómico y/o muestra que incluyen.</p> <p>Adjuntar datos de la historia clínica relevantes (descripción de la lesión y tiempo de evolución...), localización, sospecha clínica e informe previo si se dispone de él.</p>
Condiciones de transporte	No requiere. Si externa, bloque de parafina a temperatura ambiente, en envases de tamaño adecuado, bien cerrados, limpios e identificados.
Consideraciones especiales de muestras	No
Tiempo de envío de la muestra	En el tiempo menor dentro de la organización de entrega de cada Servicio, Consulta o Centro
Criterios de rechazo	<p>Incorrecta/ Incompleta identificación de paciente, muestra o solicitud.</p> <p>Falta de datos clínicos necesarios.</p> <p>Material inadecuado para estudio histológico o mala conservación.</p> <p>Incorrecta referenciación de las muestra aportadas.</p>

Centro / Servicio	Servicio de Anatomía Patológica
Sección	Patología Quirúrgica
Servicio o Prestación	<b>Histoquímica</b>
Plazo de respuesta	3 días laborables
Nota al plazo de respuesta	No
Resultados	Informe diagnóstico
Requisitos	<p>Correcta identificación de los datos del paciente (nombre completo, número de historia clínica, DNI y CARM) en la petición electrónica y en el material recibido.</p> <p>Referencia del material obtenido y en la petición del lugar anatómico y/o muestra que incluyen.</p> <p>Adjuntar datos de la historia clínica relevantes (descripción de la lesión y tiempo de evolución...), localización, sospecha clínica e informe previo si se dispone de él.</p>
Preparación del paciente	No precisa
Condiciones de transporte	No requiere. Si externa, bloque de parafina a temperatura ambiente, en envases de tamaño adecuado, bien cerrados, limpios e identificados.
Consideraciones especiales de muestras	No requiere.
Tiempo de envío de la muestra	En el tiempo menor dentro de la organización de entrega de cada Servicio, Consulta o Centro
Criterios de rechazo	<p>Incorrecta/ Incompleta identificación de paciente, muestra o solicitud.</p> <p>Falta de datos clínicos necesarios.</p> <p>Material inadecuado para estudio histológico o mala conservación.</p> <p>Incorrecta referenciación de las muestra aportadas.</p>

Centro / Servicio	Sº Anatomía Patológica
Sección	Patología Molecular
Servicio o Prestación	<b>Se gestiona el envío a Hospitales de Referencia</b>
Plazo de respuesta	
Nota al plazo de respuesta	
Resultados	
Requisitos	
Preparación del paciente	
Condiciones de transporte	
Consideraciones especiales de muestras	
Tiempo de envío de la muestra	
Criterios de rechazo	

Centro / Servicio	Sº Anatomía Patológica
Sección	Citopatología
Servicio o Prestación	<b>Citología Cérvico-vaginal</b>
Plazo de respuesta	7 días hábiles (excepto si incluye estudio de HPV)
Nota al plazo de respuesta	Si Urgente/Preferente en 2 días laborables (excepto si incluye estudio de HPV)
Resultados	Informe diagnóstico
Requisitos	<p>Correcta identificación de los datos del paciente (nombre completo, número de historia clínica, DNI y CARM) en el volante y los botes.</p> <p>Referencia de los botes obtenidos y en el volante del lugar anatómico y/o muestra que incluyen.</p> <p>Adjuntar datos de la historia clínica relevantes (descripción de la lesión y tiempo de evolución...), localización y sospecha clínica.</p>
Condiciones de transporte	<p>A temperatura ambiente, en envases propios, bien cerrados, limpios e identificados con la etiqueta pegada en el contenedor, no en la tapa.</p> <p>O portas identificados por nombre y apellidos del paciente, en bandejas o cajas apropiadas</p>
Consideraciones especiales de muestras	Los extendidos en portas previamente fijados con citospray o recipientes con etanol de 96º
Tiempo de envío de la muestra	En el tiempo menor dentro de la organización de entrega de cada Servicio, Consulta o Centro
Criterios de rechazo	<p>Incorrecta/ Incompleta identificación de paciente, muestra o solicitud.</p> <p>Falta de datos clínicos necesarios.</p> <p>Material inadecuado para estudio citológico o mala conservación.</p> <p>Incorrecta referenciación de las muestra aportadas.</p>

Centro / Servicio	Sº Anatomía Patológica
Sección	Citopatología
Servicio o Prestación	<b>Citología General</b>
Plazo de respuesta	3 días, salvo que requiera técnicas especiales. PAAF: 5 días hábiles.
Nota al plazo de respuesta	Si Urgente/Preferente en 2 días.
Resultados	Informe diagnóstico
Requisitos	<p>Correcta identificación de los datos del paciente (nombre completo, número de historia clínica, DNI y CARM) en el volante y los botes.</p> <p>Referencia de los botes obtenidos y en el volante del lugar anatómico y/o muestra que incluyen.</p> <p>Adjuntar datos de la historia clínica relevantes (descripción de la lesión y tiempo de evolución...), localización y sospecha clínica.</p>
Condiciones de transporte	Para entrega el mismo día envío a temperatura ambiente, en envases propios, bien cerrados, limpios e identificados con la etiqueta pegada en el contenedor, no en la tapa. Fuera de horario ver condiciones en “tiempo de envío de la muestra”.
Consideraciones especiales de muestras	<p>Los líquidos corporales y derrames en fresco. Las PAAF u otras citologías líquidas vienen en envase propio con fijador.</p> <p>Extensiones en portas, previamente fijadas con citospray</p> <p><u>Recogida de orinas:</u> se recogerán 10-15 días antes de la cita en la consulta de urología. Se acudirá sin cita previa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El paciente orinará normalmente en casa y acudirá al hospital con la muestra.</li> <li>- Se recogerá la segunda orina del día en el frasco transparente de tapón rojo que se le entrega al paciente, desechando la primera parte de la micción (no es necesario llenar el frasco)</li> <li>- El frasco y la petición del médico se entregará entre las 8 y las 11h en el servicio de anatomía patológica.</li> </ul>
Tiempo de envío de la muestra	<p>Los líquidos y derrames en fresco inmediatamente. El resto en el tiempo menor dentro de la organización de entrega de cada Servicio, Consulta o Centro.</p> <p>Las muestras de citologías se recibirán en horario de lunes a viernes en turno de mañana, si no es posible la entrega en el horario indicado se deberán fijar en alcohol de 50º en proporción 1/1 o en fijador de citologías adecuado y guardar en nevera hasta la entrega del mismo.</p>



Criterios de rechazo

Incorrecta/ Incompleta identificación de paciente, muestra o solicitud.

Falta de datos clínicos necesarios.

Material inadecuado para estudio citológico o mala conservación.

Incorrecta referenciación de las muestra aportadas.

Centro / Servicio	Sº Anatomía Patológica
Sección	Patología Autópsica
Servicio o Prestación	<b>Autopsia</b>
Plazo de respuesta	Autopsia fetal/pediátrica: 40 días. Autopsia adulto: 40 días hábiles. En las primeras 48 horas se realizará el Informe macróscopico provisional.
Nota al plazo de respuesta	El plazo de respuesta puede ser incrementado en casos que requieran estudios adicionales.
Resultados	Informe diagnóstico
Requisitos	Resumen de historia clínica, Consentimiento familiar y Certificado de muerte cierta (Ley 29/1980 art. 3.1 y el Real Decreto 2230/1982 art. 6.1) junto a petición de autopsia.
Preparación del paciente	Conservación en cámara frigorífica de sala autopsias si requiere
Condiciones de transporte	Según art. 2.1 Ley 29/1980 y art. 4 del Real Decreto 2230/1982
Consideraciones especiales de muestras	No se realizan por las tardes ni sábados ni festivos.
Tiempo de envío de la muestra	Las peticiones recibidas despues de las 11h de la mañana conlleva la realización de la autopsia al día siguiente hábil
Criterios de rechazo	Errores en la identificación del paciente. Ausencia de cumplimentación de los requisitos solicitados. Patologías infectocontagiosas para las que la sala de autopsias deba cumplir requisitos especiales que no disponemos (p.e., Fiebres hemorrágicas tipo Ebola, COVID)